



Wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Kauf des Schulter Klopf Massage-Gerätes entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie die angegebenen Informationen. Bewahren Sie diese Anleitung gründlich auf.

Inhaltsübersicht:

- ✓ Produkteigenschaften
- ✓ Anwendungsbereiche
- ✓ Produktübersicht
- ✓ Verwendung
- ✓ Wichtige Hinweise und Wartung
- ✓ Problembehandlung
- ✓ Spezifikation

Produkteigenschaften:

- für den häuslichen Gebrauch geeignet
- passend für Schultern, Rücken, Gesäß und Beine
- 19 verschiedene Massage-Varianten
- 8 Intensitätsstufen, 10min. Automatik-Abschaltung
- Doppelstromkreis-Schutz, sicher und zuverlässig

Geeignet für:

- Personen mit Schulter- und Rückenproblemen aufgrund von langen und eintönigen Arbeiten (sitzende Tätigkeit vor dem Computer)
- Studenten und Schüler
- Personen mit körperlich anstrengenden Arbeiten

Verwendung: 1-2 mal täglich, 5-10min.

Anwendungsbereiche:

Geeignet für eine entspannende Schulter-, Rücken-, Gesäß- oder Beinmassage



Verwendung:

1. Netzstecker einstecken – Signalton ertönt und POWER-LED blinkt. Massagegerät befindet sich nun im Stand-by.
2. Automatik-Modus: „An/Aus“-Knopf betätigen – Automatik-Programm startet. (automatische Anpassung der Massage-Varianten mit Intensitätsstufe 3, nach 10min. automatische Abschaltung)
Je nach Bedarf kann die Intensität durch Drücken der „+/-“-Taste gesteigert oder verringert werden. Stufeneinstellung 1-8

3. Manueller-Modus: „An/Aus“-Knopf betätigen – Automatik-Programm startet.
 „Mode“-Taste 1x betätigen, Manueller-Modus startet.
 Durch wiederholtes betätigen der „Mode“-Taste können Sie die 18 verschiedenen
 Massagevarianten auswählen und nutzen.
 „+/-“ Taste jeweils drücken um die Intensität zu steigern oder zu verringern

Wichtige Hinweise & Wartung

- nutzen Sie das Gerät nicht außerhalb der empfohlenen Stromspannung
- Demontage und Reparatur nur vom Hersteller oder Händler durchführen lassen
- nicht bei beschädigten Stromkabel verwenden
- nicht an feuchten Plätzen oder wenn das Gerät nass geworden ist nutzen
- Netzkabel nach der Massage aus der Steckdose entfernen
- nicht länger als 30min am Tag verwenden
- nicht bei Unwohlsein verwenden
- Gerät verfügt über einen Überhitzungsschutz. Sollte das Gerät zu heiß werden, schaltet sich dieses automatisch ab. Bitte Netzstecker ziehen und das Gerät entsprechend abkühlen lassen.
- Bei folgenden Symptomen bitte vor Nutzung einen Arzt konsultieren:
- Schwangerschaft
- Hautkrankheiten, Hautirritationen, Verbrennungen
- Nutzung eines Herzschrittmachers oder anderer medizinischer Implantate
- Herzerkrankungen
- Knochenbrüchen oder anderen Wunden
- Krebserkrankungen
- Bluthochdruck
- Osteoporose
- keine scharfen oder reizenden Mittel zur Reinigung oder Trocknung verwenden
- von Wasser, offenem Feuer und leicht entzündlichen Mitteln fernhalten



ACHTUNG!

1. Nicht geeignet für Personen mit physischer Beeinträchtigung oder Nervenerkrankungen. Anwendung in diesem Fall auf eigenes Risiko.
2. Vor Kindern fernhalten oder nur unter Aufsicht Erwachsener verwenden

Problembeseitigung:

<u>Problem</u>	<u>Möglicher Grund</u>	<u>Behebung</u>
Gerät stoppt/ arbeitet nicht	1. Netzkabel nicht eingesteckt oder lose 2. versehentlich An/Aus Knopf betätigt 3. mehr als 10min. verwendet (Gerät schaltet automatisch ab)	1. Netzkabel korrekt einstecken 2. An/Aus Knopf betätigen 3. Gerät erneut einschalten
Massageköpfe werden warm oder arbeiten nicht korrekt	Gerät zu lange verwendet. Überhitzungsschutz des Gerätes hat sich aktiviert.	Netzstecker ziehen und das abkühlen lassen
Intensität zu gering	Intensität falsch eingestellt und/oder Gurt nicht korrekt platziert.	Intensität durch Drücken der „+“ Taste erhöhen und Gurt neu positionieren